

医院疫情危重症救治设备推荐

产品	型号	产品描述	图片	备注	配置清单
全模式无创呼吸机 呼吸湿化解决方案	AU830Pro 粤械注准： 20192080629 VHB15A 粤械注准 20172081102	<p>工作模式： CPAP、APAP、Auto BPAP-S、BPAP-S 、 BPAP-T 、BPAP-ST (iVOPS 定容)</p> <p>治疗压力： 2-30cmH2O</p> <p>潮气量： 200-1500ml</p> <p>备用频率： 5-40bpm</p> <p>其他功能： 支持无线蓝牙血氧仪连接，治疗数据可通过 4G 高速移动网路或 WIFI 上传云服务器。</p>		<p>双水平持续正压呼吸机整体解决方案，在全模式通气治疗模式下，结合高效湿化系统，用于新冠病毒感染者的无创通气救治。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主机---1 台 2. 湿化器---1 件 3. 全面罩---1 件 4. 普通管路---1 条 5. 电源适配器---1 件 6. SD 卡---1 片 7. 空气滤芯---3 片 8. 使用说明书---一本 9. 合格证---1 本 10. 保修卡---1 本 11. 医用台车 12. 呼吸湿化器
全自动高流量 呼吸湿化氧疗仪	HFO-80M 粤械注准： 20212081894	<p>治疗模式： 成人/儿童模式</p> <p>流速范围： 2-80L/min</p> <p>温度范围： 31-37° C, 14 档调节</p> <p>氧浓度： 21-100%</p> <p>其他功能： 自动加水, 100%相对湿度, 13 项智能报警提示。4G 联网, 远程服务</p>		<p>可提供恒定氧浓度及流量的加温湿化的气体进行治疗，能支持气管插管和气管切开的患者，可快速提高患者氧合水平，稳定血氧饱和度。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主机---1 台 2. 湿化罐---1 件 3. 过滤棉---6 件 4. 加温呼吸管路---1 条 5. 使用说明书---1 本 6. 合格证---1 本 7. 保修卡---1 本 8. 医用台车 9. 高压氧管

全模式无创呼吸机呼吸湿化解决方案

和普乐呼吸湿化解决方案

1 和普乐全模式无创呼吸机

- 型号 AU830Pro
治疗模式 CPAP、APAP、Auto BPAP-S、BPAP-S、ASV、Auto ASV、BPAP-T、BPAP-ST (iVOPS定容)
压力水平 2-30cmH₂O
iVOPS功能 支持,目标潮气量200-1500ml可设
呼吸频率 5-40bpm
无线血氧 支持无线蓝牙血氧仪
移动网络 WIFI,4G移动网络,自动远程服务



2 呼吸湿化器

[VHB15A]

- 患者端加热温度设置范围:30-37°C
- 气体流量范围(无创):5-120L/min
- 预热时间:≤25min
- 液晶显示屏/温控报警/自动断电

3 湿化治疗台车

- 定制座板:
坚固耐用、使用方便
- 功能网篮:
空间充足、便捷收纳



全自动高流量呼吸湿化氧疗仪

和普乐第2代

呼吸湿化治疗仪

High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy Device



临床应用：

适用于轻中度急性呼吸衰竭、拔管后的序贯治疗、呼吸窘迫综合征、辅助内镜操作、心胸外科术后、心源性肺水肿及肺纤维化、姑息治疗等。



和普乐
ihypnus.com



提高肺泡
有效通气量

深度冲刷
生理死腔

减少
二氧化碳
重复吸入

快速提高
氧合水平

有效清洁
气道粘膜

适用科室：

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|----------|----------|
| ICU | 呼吸科 | 急诊室 | 神经
内外科 | 心胸
外科 | 心内
外科 |
| 普外科 | 儿科 | 老年科 | 肿瘤科 | 麻醉科 | 康复科 |

自动控氧·精准治疗

·高精度自动调节氧浓度,可稳定输出高流量空氧混合气体。深度冲刷生理死腔,防止二氧化碳复吸,提升肺泡通气量,同时确保吸入氧浓度(FiO₂),迅速改善氧合水平。

智能控温·高效湿化

·双温度传感器配合加热丝集成式呼吸管路,精准输出所设温湿度气体并有效防止冷凝水产生,有助于修复和维持呼吸道上皮细胞和纤毛结构及功能,促进排痰,提升患者舒适度。

全面监控·安全无忧

·对氧浓度、温度、流量、呼吸管路、湿化罐及氧气供应压力等使用状态全程监控,出现任何异常及时报警,有效杜绝安全隐患,确保使用安全。

4G联网·5D服务 (仅限于HFO-80M)

·配接专用蓝牙血氧仪,可在机器上同步显示血氧饱和度SpO₂、脉率PR等生理信息,并连同氧浓度、流量等治疗信息上传至云端,形成专业详细的治疗记录永久保存。

型 号	HFO-80 HFO-80M (4G移动版)	报警提示	<ul style="list-style-type: none"> ·温度过高·系统故障·掉电·管路连接异常 ·湿化罐连接异常·湿化罐缺水·管路堵塞 ·氧浓度过高·氧浓度过低·无法达到目标流量 ·无法达到目标温度·氧气供应压力过高 ·氧气供应压力过低
流 量 范 围	10-80 L/min (成人模式) 2-25 L/min (儿童模式)		
氧浓度调节范围	可设置输出氧浓度值,设置范围为21%~100%,分辨率为1%	控制面板显示	<ul style="list-style-type: none"> ·露点温度·实时氧浓度·氧浓度报警上下限 ·实时流量·成人/儿童模式·运行时间
氧浓度监测范围	21%~100%,显示精度为1%		
露点温度范围	31-34°C, ±2°C (儿童模式) 31-37°C, ±2°C (成人模式) 调节精度: ±0.5°C	无线功能 (仅限HFO-80M)	4G移动版搭载蓝牙功能和移动网路,可连接无线蓝牙血氧仪,并自动上传治疗数据及报警记录至云端永久保存。
湿 气 输 出	>33mg/L @37°C >12mg/L @31~36°C		
额定电压和频率	100-240V ~, 50/60Hz		
数 据 管 理	100条操作与报警记录		
主机使用期限	5年		

主 机	耗 材			其 他
HFO-80 HFO-80M (4G移动版)	湿化罐 (AHC10)	加热丝集成式呼吸管路 (HT10)	鼻氧管(ANC-01) 尺码: S M L	台车



广州和普乐健康科技有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城天丰路3号二层

网址: www.ihypnus.com

邮箱: marketing@ihypnus.com

服务热线: 400-823-2977

和普乐微信公众号

创新,为高品质睡眠与
呼吸健康人人可享!